

D.O.S. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

D.O.S. GENERAL CHARACTERISTICS



BOHRUNG Ø 0,8 mm

PERFORATION

- Geeignet für alle gängigen Drähte
- Sichere Drahtpositionierung
- Suitable for all current wires
- Safe location of the wire

RUNDER KOPF

ROUND HEAD

- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit einer Draht- oder Gummikette zur Verwendung eines zweiten Vektors
- Additional possibility to fix a wire or rubber chain to use a second vector

PERFEKTE SPITZE

PERFECT TIP

- Selbstschneidend und -bohend
- Keine Vorbohrungen erforderlich
- Self-cutting and self-drilling
- No pilot holes necessary

HALS VON 1 mm



SHAFT OF 1 mm

- Ohne Gewinde für perfekten Verschluss
- Zur optimalen Anpassung der Zahnfleischoberfläche
- Without any thread for perfect closing
- For optimal gingiva adaption

KEGELFORM

CYLINDRICAL FORM OF THREAD


- Bietet ein einfaches Eindringen
- Spezialgewinde verhindert das Anziehen des Zahnfleisches
- Provides easy entering
- Special thread avoids squeezing of the gingiva



CROSS HEAD

- Drahtschlitz
- Abgerundete Kanten
- Round edges
- Wire slot


Länge in mm	Artikelnr. Item number
5	25-16135
6	25-16136
7	25-16137
8	25-16138
9	25-16139



CROSS HOLE

- Perfekte Position durch 2 Bohrungen
- Always perfect position thanks to 2 perforations

Länge in mm	Artikelnr. Item number
5	25-16145
6	25-16146
7	25-16147
8	25-16148
9	25-16149



PLATE

- Zusätzliche Platte zur Vermeidung von Zahnfleischwachstum auf der Schraube
- Additional plate to reduce the risk of gum growth on the screw

Länge in mm	Artikelnr. Item number
5	25-16155
6	25-16156
7	25-16157
8	25-16158
9	25-16159

