

O.S.A.S. 2.1

O.S.A.S. 2.1



ZUSÄTZLICHES MIKROGEWINDE

ADDITIONAL MICRO THREAD

- Erhöht die Primärstabilität und reduziert das Risiko eines vorzeitigen Verlustes
- Increases the primary stability and reduces the risk of premature loss

HALTERUNGSKOPF

BRACKET HEAD

- Perfekter Zustand für eine sichere Befestigung der Halterungen
- Perfect condition to fix abudments in a safe way

PERFEKTE SPITZE

PERFECT TIP

- Optimale Konstruktion der Spitze für eine reibungslose Einführung in das Gewebe
- Optimal construction of the tip for smooth insertion into the tissue

KEGELFÖRMIGER HALS


CONICALLY SHAPED NECK

- Ermöglicht eine optimale Anpassung des palatinalen Weichgewebes, das im Vergleich zum gesamten bukkalen Bereich deutlich dicker ist.
- Allows optimal adaptation of the significantly thicker palatal soft tissue when compared to the buccal area


SCHRAUBENLÄNGE

LENGTH OF THE SCREW

- Speziell entwickelt für eine bestmögliche Anpassung an die anatomische Region des Gaumens
- Specifically designed for the best possible fit within anatomical region of the palate



Länge in mm	Artikelnr. Item number
9	25-16309
12	25-16312
14	25-16314



● Technischer Leitfaden | Technical Guide



Forscher, Akademiker und Kliniker streben stets nach dem Besten, wenn sie erst einmal das Optimum erlebt haben.

Prof. Dr. Jose Antonio Villavicencio Limón
México

Researchers, academics and clinicians always strive for the best once they have experienced the optimum.